

FÓRMULA MODIFICADA PARA USO ENTERAL
1. Composição Nutricional Geral

			Fresubin® 1.2 HP Fibre	
			100 ml	1000 ml
Energia	kcal		120	1200
	kJ		504	5040
Densidade calórica	kcal/ml		1,2	
Água	ml		80	800
Osmolaridade	mosmol/ l		320	
Osmolalidade	mosmol/kg H ₂ O		400	
Proteína	20% VCT		6	60
- Nitrogênio	g		0,96	9,6
- Relação Caseinato: Proteína do Soro do Leite			100:0	
Lipídio	30% VCT	g	4,1	41
Dos quais - TCL*	g		4,1	4,1
SFA* ^a	g		0,27	2,7
MUFA*	g		2,6	26
PUFA*	g		0,96	9,6
> Ácido linoléico	g		0,63	6,3
> Ácido α- linolênico	g		0,27	2,7
EPA + DHA	g		0,05	0,5
- Relação ω6:ω3			2:1	
Carboidrato	50% VCT	g	14	140
Fibras		g	2,0	20
Inulina	g		1,0	10
Celulose microcristalina	g		0,33	3,3
Fibra de trigo	g		0,66	6,6
Relação Fibra solúvel: Insolúvel			80:20	

* TCL – Triglicerídeos de Cadeia Longa / SFA – Ácidos Graxos Saturados / MUFA – Ácidos Graxos Monoinsaturados / PUFA – Ácidos Graxos Poliinsaturados / EPA – Ácido Eicosapentaenóico / DHA – Ácido Docosahexaenóico

^(a): Conforme RDC 21/2015, referente aos Ácidos Graxos Saturados láurico, mirístico e palmítico, o valor é 0,19g/100ml = 1,4% VCT

2. Vitaminas, Minerais e Oligoelementos

			Fresubin® 1.2 HP Fibre	
			100 ml	1000 ml
Vit. A	µg RE		105	1050
β- Caroteno	µg		205	2050
Total	µg RE		139	1390
Vit. D ₃	µg		2,4	24
Vit. E	mg TE		2,2	22
Vit. K ₁	µg		11,4	114
Vit. B ₁	mg		0,2	2
Vit. B ₂	mg		0,33	3,3
Niacina	mg		1,3	13
Vit. B ₆	mg		0,28	2,8
Vit. B ₁₂	µg		0,7	7
Ácido Pantotênico	mg		0,7	7
Biotina	µg		4,2	42
Ácido Fólico	µg		25	250
Vit. C	mg		12	120
Colina	mg		52,5	525
Sódio	(Na)	mg	115	1150
Potássio	(K)	mg	223	2230
Cloreto	(Cl)	mg	137	1370
Cálcio	(Ca)	mg	85	850
Fósforo	(P)	mg	71	710
Magnésio	(Mg)	mg	30	300
Flúor	(F)	mg	0,2	2
Ferro	(Fe)	mg	2	20
Zinco	(Zn)	mg	1,5	15
Cobre	(Cu)	µg	200	2000
Manganês	(Mn)	mg	0,4	4
Iodo	(I)	µg	20	200
Cromo	(Cr)	µg	10	100
Molibdênio	(Mb)	µg	15	150
Selênio	(Se)	µg	11	110

RE= Retinol equivalente, 1 mg RE = 6 mg alltrans-β-carotene, 1IE= 0,3 µg RE

TE: Tocoferol equivalente, 1IE= 0,67 mg TE

3. Fontes de Nutrientes

	Fresubin® 1.2 HP Fibre
Proteínas	Caseinato (100%)
Carboidratos	Maltodextrina (100%)
Lipídios	Óleo de canola (71,3%), óleo de girassol (24,2%) e óleo de peixe (4,5%)
Fibras	Inulina (50%), fibra de trigo (33%) e celulose microcristalina (17%)

4. Informações de relevância para a utilização do produto

Temperatura de armazenamento

Temperatura ambiente: 15 a 25°C

Obs.: temperatura >40°C aceitável até 1 mês;

Validade após aberto

Sistema fechado: 24 horas em temperatura ambiente

Fracionamento: 6 horas em temperatura ambiente ou 24 horas em refrigeração, após a 1ª conexão do fracionador

Formas de administração

Sistema fechado

Bomba de infusão Amika: Equipo Enteral Amika EasyBag
Bomba de infusão alternativa: Adaptador Max ENPlus*

Fracionamento / Gravitacional

Gravitacional: Equipo Gravitacional* dupla ou única via
Bolus: Extensor para Bolus*

Fracionado: Fracionador de EasyBag*

Calibre da sonda recomendada

Uso de bomba de infusão: ≥ CH 5
Equipo Gravitacional: ≥ CH 8

* Marca recomendada: MP Hospitalar

5. Apresentação do produto

EasyBag de 1000 ml



M.S 6.2047.9984