

FÓRMULA MODIFICADA PARA USO ENTERAL

1. Composição Nutricional Geral

			Fresubin® Lipid	
			100 ml	1000 ml
Energia	kcal		150	1500
	kJ		630	6300
Densidade calórica	kcal/ml		1,5	
Água	ml		76	760
Osmolaridade	mosmol/ l		340	
Osmolalidade	mosmol/kg H ₂ O		435	
Proteína	27% VCT	g	10	100
- Nitrogênio		g	1,6	16
- Relação Caseinato: Proteína do Soro do Leite			80:20	
Lipídio	40% VCT	g	6,7	67
Dos quais - TCL*		g	4,4	44
- TCM*		g	2,3	23
SFA* ^a		g	1	10
MUFA*		g	1,5	15
PUFA*		g	1,9	19
> Ácido linoléico		g	0,95	9,5
> Ácido α- linolênico		g	0,02	0,2
EPA + DHA		g	0,57	5,7
- Relação ω6:ω3			1,5:1	
Carboidrato	33% VCT	g	11,8	118
Fibras		g	1,2	12
- Inulina		g	1	10
- Fibra de Trigo		g	0,2	2
Rel. Solúvel: Insolúvel			98:2	

* TCL – Triglicerídeos de Cadeia Longa / TCM – Triglicerídeos de Cadeia Média / SFA – Ácidos Graxos Saturados / MUFA – Ácidos Graxos Monoinsaturados / PUFA – Ácidos Graxos Poliinsaturados / EPA – Ácido Eicosapentaenóico / DHA – Ácido Docosahexaenóico

^(a): Conforme RDC 21/2015, referente aos Ácidos Graxos Saturados láurico, mirístico e palmítico, o valor é 0,6g/100ml = 3,6% VCT

2. Vitaminas, Minerais e Oligoelementos

			Fresubin® Lipid	
			100 ml	1000 ml
Vit. A	µg RE		150	1500
β- Caroteno	µg		375	3750
Total	µg RE		213	2130
Vit. D ₃	µg		2,5	25
Vit. E	mg TE		3,75	37,5
Vit. K ₁	µg		21	210
Vit. B ₁	mg		0,3	3
Vit. B ₂	mg		0,4	4
Niacina	mg		1,5	15
Vit. B ₆	mg		0,43	4,3
Vit. B ₁₂	µg		0,75	7,5
Ácido Pantotênico	mg		1,5	15
Biotina	µg		9,4	94
Ácido Fólico	µg		62,5	625
Vit. C	mg		18,8	188
Colina	mg		2,5	25
Sódio	(Na)	mg	47,5	475
Potássio	(K)	mg	128	1280
Cloreto	(Cl)	mg	50	500
Cálcio	(Ca)	mg	203	2030
Fósforo	(P)	mg	120	1200
Magnésio	(Mg)	mg	26	260
Flúor	(F)	mg	0,25	2,5
Ferro	(Fe)	mg	2,5	25
Zinco	(Zn)	mg	2	20
Cobre	(Cu)	µg	375	3750
Manganês	(Mn)	mg	0,5	5
Iodo	(I)	µg	37,5	375
Cromo	(Cr)	µg	12,5	125
Molibdênio	(Mb)	µg	18,8	188
Selênio	(Se)	µg	13,5	135

RE= Retinol equivalente, 1 mg RE = 6 mg alltrans-β-carotene, 1IE= 0,3 µg RE

TE: Tocoferol equivalente, 1IE= 0,67 mg TE

3. Fontes de Nutrientes

	Fresubin® Lipid
Proteínas	Caseinato (80%) e Proteína do Soro do Leite (20%)
Carboidratos	Maltodextrina (57%) e Sacarose (43%)
Lipídios	TCM (34%), Óleo de Peixe (34%), Óleo de Açafrão (16,5%) e Óleo de Girassol (15,5%)

4. Informações de relevância para a utilização do produto

Temperatura de armazenamento	Temperatura ambiente: 15 a 25°C Obs.: temperatura >40°C aceitável até 1 mês;
Validade após aberto	Sistema fechado: 24 horas em temperatura ambiente Fracionamento: 6 horas em temperatura ambiente ou 24 horas em refrigeração, após a 1ª conexão do fracionador
Formas de administração	Sistema fechado Bomba de infusão Amika: Equipo Enteral Amika EasyBag Bomba de infusão alternativa: Adaptador Max ENPlus* Fracionamento / Gravitacional Gravitacional: Equipo Gravitacional* dupla ou única via Bolus: Extensor para Bolus* Fracionado: Fracionador de EasyBag*
Calibre da sonda recomendada	Uso de bomba de infusão: ≥ CH 5 Equipo Gravitacional: ≥ CH 8

* Marca recomendada: MP Hospitalar

5. Apresentação do produto

EasyBag de 500 ml



M.S 6.2047.9965